


# MATELAS THÉRAPEUTIQUE ÉQUIMED PLUS

PRÉVENTION • CONFORT

ÉQUIMED PLUS



## CARACTÉRISTIQUES

Surface préventive en mousse HR  
Bordure en mousse HR ferme  
Housse imperméable et extensible  
Excellent rapport durabilité/prix

## DIMENSIONS

Disponible dans toutes les grandeurs  
(selon vos besoins)

## GARANTIE

10 ans 100 %, affaissement de la mousse\*  
Suivi de 10 ans au prorata et 10 ans sur la housse

## FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Grille de données techniques disponible sur demande  
Démonstration disponible / contactez-nous  
Possibilité d'essai sur demande

\*Voir fiche technique

**BioPlush**  
Better for you. Better for life.

TOUS NOS MATELAS, AMÉLIORENT LA QUALITÉ DES SOINS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET À DOMICILE.

1727-5 Boul. Périgny  
Chambly (Québec) J3L 4C3

info@equimed.ca

Les distributions  
**EQUIMED**  
L'autonomie pour la vie

Téléphone : 450 447-9816  
514 894-3891  
1 888 447-9816  
Fax : 450 447-1180

equimed.ca

**GRILLE DE DONNÉES TECHNIQUES**  
**MATELAS À RÉDUCTION DE PRESSION**

<b>Nom générique du matelas</b>	<b>EQUIMED PLUS / MATELAS PRÉVENTIF</b>
Type :	Statique
Nom du fabricant :	<b>Les Distributions EQUIMED inc.</b>
<b>Description de la composition du matelas</b>	Base : 4 po. de mousse HR
Mousse :	Dessus : 2 po. de mousse HR (coquilles 4 zones)
Population cible :	Usagers à risque de lésions de pression
Poids maximum de l'usager :	136 kg (300 lbs)
<b>Dimensions</b>	
• Modèle standard (largeur et longueur) :	36 x 80 x 6 / ou sur mesure
• Poids du matelas :	+/- 22 lbs (36 x 80 x 6)
• Caractéristiques :	Absence totale de manipulation de la part du personnel et de l'usager /Ne nécessite aucune rotation
<b>Mousse</b>	
• Types de matériaux (densité) :	Base : velva 30, 2.50-2.60 lbs dens. 26-30 lbs ILD Dessus : velva 25, 2.50-2.60 lbs dens. 21-25 lbs ILD Bande de renforcement : velva 60, 2.70-2.90 lbs dens. 55-75 lbs ILD
• Ignifuge / Conforme à la norme :	Mousse conforme aux normes du CAL 117, sur résistance à l'allumage
• Caractéristiques :	Non toxique / Non allergène / Résistante à la moisissure et au développement de micro-organismes
• Accréditation / Certification :	Conforme à la norme québécoise BNQ
• Voir aussi fiches signalétiques sur les mousses /	fournies sur demande
<b>Enveloppe du matelas</b>	
• Types de matériaux enveloppe :	Dessus : SOFLUX OX Dessous : Ultra 53-14
• Poignées / type de matériel :	Oui / nylon (quick move)
• Nombre de poignées et localisation :	2 poignées fixes
• Caractéristiques :	Imperméable norme ASTM / Antistatique / Non toxique / Inodore / Non propice au développement de micro-organismes / Antitache
• Ignifuge / Conforme à la norme :	FED 191-5930 et CAL 117
• Fermeture éclair :	Nylon / Avec rabat de protection / Couture résistante à l'arrachement
• Voir aussi fiches signalétiques sur la housse /	fournies sur demande
<b>Entretien du matelas</b>	
• Mode d'entretien :	Nettoyage sur place avec nettoyeurs usuels contenant seulement 10% de trace de chlorure/ chlorure pur a proscrire / Ne décolore pas et ne rétrécit pas.
• Indications visuelles sur la housse :	Étiquette apposée au pied indiquant le modèle
• Conditions d'entreposage :	Endroit sec / Verticale ou horizontale
<b>Données générales</b>	
• Garanties Matelas / Housse :	<b>10 ans 100% */ suivi de 10 ans au prorata (matelas) 5 ans (housse)** *sur affaissement du matelas **si conditions d'entretien / nettoyages respectées</b>
• Type de service après vente :	Service de qualité garantie
• Location / prix :	\$/ semaine \$/ mois (nous contacter)
• Prix de vente :	Nous contacter ou demander une soumission
• Évaluation :	Possibilité d'essai sur demande sur une période de 1 à 2 semaines ou de plus longue durée pour essai clinique.
1727-5 boul. Périgny, Chambly (Québec) J3L 4C3 Tél. : (450) 447-9816 Mtl. : (514) 894-3891 Sans frais : 1-888-447-9816	

Révisé : 2011-11-01